

功能测试报告

1. 基本信息

测试驱动程序描述	Pneumovision 系统
测试时间	2026.4.1-2026.4.28

2. 测试统计

测试用例总数	136								
执行用例（个）	136								
删除用例（个）	0								
受阻用例（个）	0			受阻原因					
实 测 用 例 数 （个）	136								
发现缺陷（个）	1	致命		严重		一般	√	建议	DICOM 智能建档时手动输入病例ID不明确

3. 被测对象评价

Pneumovision 是一个医疗影像数据管理平台，旨在通过数字技术为医疗机构提供高效的影像存储、管理与智能分析支持。基于功能测试结果，对该系统评价如下。

优点：

1. 业务流程完整

测试结果表明，医生端核心业务流程（新建病例 → 创建检查 → 批量上传影像 → 提交检测）均可正常执行。病例管理、检查记录管理、影像上传等功能的页面交互清晰，数据能够正确保存和展示。研究员端可查看所有医生上传的影像及检测结果，图像列表支持按时间筛选和刷新，图片详情页同时展示原图和 AI 推理结果（带检测框），便于科研人员直观对比。

2. 角色权限控制清晰

系统采用基于角色的访问控制，医生和研究员的权限边界清晰：医生负责影像上传和检测提交，研究员负责结果查看和模型配置。各角色只能访问其职责范围内的功能模块，非授权访问均被正确拒绝，权限隔离设计合理。

3. 页面交互友好

管理员平台、医生工作台和研究平台页面布局清晰，功能按钮位置合理，操作反馈及时。病例列表支持按病例号和时间区间筛选，检查记录支持分页查看，数据刷新功能正常，用户体验良好。

缺点：

1. 暂未实现医生端删除上传的影像功能，在医生错传影像时操作不方便无法及时纠错。
2. 后续可增加删除有影像关联的检查时加强提醒的功能，以免影像丢失。